

г. Кокшетау

«23» сентября 2021 г

Проведение процедуры закупа в соответствии главы 9, п. 92 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

1. По объявлению № 52 были предоставлены следующие заявки от потенциальных поставщиков:

- ТОО «Гелика», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «11» час «00» мин 06.09.2021 года вх. № 128-01-27;

- ТОО «Экофарм», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «16» час «15» мин 07.09.2021 года вх. № 129-01-27;

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол -во	Цена за единицу	Предлагаемые цены потенциальных поставщиков	
						ТОО «Гелика»	ТОО «Экофарм»
1	Электрод с токопроводящей тканью	Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 30x60 (Для Потока-1) Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. Размер - 30x60 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы.	шт	4	2 250,00	1 142,00	1 950,00
2	Электрод с токопроводящей тканью	Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 50*100 (Для Потока-1) Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для	шт	20	2 570,00	1 307,00	2 300,00

		гальванотерапии, динамической терапии. Размер - 50x100 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы.					
3	Электрод с токопроводящей тканью	Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 80x120 (Для Потока-1) Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. Размер - 80x120 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы.	шт	20	3 380,00	1 722,00	3 000,00
4	Электрод с токопроводящей тканью	Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 100x150 (Для Потока-1) Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. Размер - 100x150 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы.	шт	20	4 100,00	2 210,00	3 600,00
5		Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 120x170 (Для Потока-1) Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом.				2 666,00	4 500,00

	Электрод с токопроводящей тканью	Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. Размер - 120x170 мм. Токопроводящие элементы из углеродистого графита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы.	шт	20	5 050,00		
6	Электрод с токопроводящей тканью	Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 150x200 (Для Потока-1) Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии.* Размер - 150x200 мм. Токопроводящие элементы из углеродистого графита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы.	шт	20	7 050,00	3 582,00	6 200,00
7	Электрод с токопроводящей тканью	Электрод с токопроводящей тканью трехлопастной 160x190 (Для Потока -1) Предназначен для проведения лечебных физиотерапевтических процедур гальванизации и электрофореза. Размер - 160x190 мм. Токопроводящие элементы из углеродистого графита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы.	шт	20	9 830,00	4 913,00	8 700,00
8	Электрод с токопроводящей тканью	Электрод с токопроводящей тканью Двухлопастной 110x130 (Для Потока-1) Представляют собой многослойный пакет из гидрофильного материала — х/б ткани с зашитым в него слоем токопроводящей углеродной ткани, обладающей высокой стойкостью к воздействию	шт	20	4 900,00	2 939,00	4 400,00

